


一次性使用
取石球囊

Disposable Stone Retrieval Balloon Catheter

www.bjzksk.com
北京中科盛康科技股份有限公司



一次性使用取石球囊

Disposable Stone Retrieval Balloon Catheter

通过内窥镜从胆管系统中取出结石,或在利用球囊阻塞胆管时注入造影剂



- 多种直径:一个球囊提供三种直径,充注三种额定体积气体对应三种不同直径;
- 三腔导管设计:球囊配备有导丝腔、注液腔和球囊腔的三腔导管设计,确保了插入和造影过程的顺畅进行;
- 显影定位:球囊两端的显影环,使得在X线下可以清晰定位,提高了手术的确保性和安全性;
- 渐细的导管设计:导管头端变径处理,这种设计提高了对乳头部的插入性,使得手术过程更加顺利。

主要规格型号表:

规格型号	球囊直径	管鞘长度	管鞘外径	适用钳道
ZKRB18-9/12/15-230	9/12/15	230cm	2.4mm	≥2.8mm
ZKRB18-12/15/18-230	12/15/18	230cm	2.4mm	≥2.8mm
ZKRB18-15/18/20-230	15/18/20	230cm	2.4mm	≥2.8mm

